



离子色谱渗析装备，用于 Liquid Handling（灵快量化液体处理），带 Dosino

6.5330.040

用于将 Dosino 安装到 Liquid Handling（灵快量化液体处理）的智能离子色谱仪上的附件组。

Scope of delivery 6.5330.040

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1602.160	淋洗液和试剂用瓶盖 GL 45

用于淋洗液瓶、试剂瓶和冲洗瓶，带有可用于吸附管及吸液管的接口。



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1619.000

807 Dosing Unit 的吸附管



1 PCS

6.1624.000

SGJ 14转接器，用于6.1619.XXX 吸收剂

转接器，SGJ 14.6.1619.010的零件，用在稀释型样品处理系统上



1 PCS

6.1805.120 FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1819.100 FEP 吸管，用于 2 L 瓶

带 M6 接口的瓶盖吸管。用于淋洗液制备。



1 PCS

6.1831.030 PEEK 毛细管，内径0.75 毫米 / 3 米


用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2057.210 Holder for Dosino to IC instruments

Halter zur Befestigung von Dosinos am Gehäuse von IC Geräten.



1 PCS

6.2744.010 压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.080 螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。

