



用于离子色谱的 IQ/OQ 套件

6.5333.000

用于离子色谱的 IQ/OQ 套件包括了离子色谱中的 IQ/OQ 需要的所有部件和标准溶液。

Scope of delivery 6.5333.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1803.050	PTFE 毛细管，内径 0.5 毫米 / 20 厘米 毛细管，用于在线渗析及过滤，用在渗析单元及过滤式IC样品处理器上



1 PCS

6.1831.170 OQ毛细管

PEEK毛细管，用于专业型IC分析仪的OQ规程



1 PCS

6.2322.030 离子色谱 OQ 标准溶液

用于离子色谱的 IQ/OQ 套件 (6.5333.000)。无法单独订购。



1 PCS

6.2744.040 2x UNF 10/32连接器

用于连接1/16英寸的毛细管。用在IC分析仪上



1 PCS

6.2744.060 螺纹堵头

用于 UNF 10/32。堵头在离子色谱中可用例如密封柱。



1 PCS

6.2744.070 压力螺丝（短）

较短的版本。带UNF 10/32接口。5件装。PEEK泵头的备用件。

