




离子色谱渗析装备：Waste Collector（废物收集器）

6.5336.000

用于最多五条废物毛细管的废物收集器。

Scope of delivery 6.5336.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.01816.010	硅胶软管，8/12 mm，2 m
		排出管



1 PCS

6.1602.210

5 个顶盖 UNF 10/32, 用于 «Waste Collector» (废液收集器)

用于引导和支撑多达 5 个废液毛细管的顶盖。



1 PCS

6.2057.220

Waste Collector (废物收集器) 的支架

用于将 Waste Collector (废物收集器) 固定在 IC 离子色谱仪器上的支架。



1 PCS

6.2765.000

容器, 带接 «Waste Collector» (废水收集器) 的 GL45 排水管

容器, 带接 «Waste Collector» (废水收集器) 的排水管。

