



离子色谱渗析装备－喷壁式流通池：Cyanid (Ag、Pd)

6.5337.020

装备由喷壁式流通池组成，带有附件。用于氰化物分析，带一个银工作电极和一个钯参比电极。

Scope of delivery 6.5337.020

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1257.240	Ag (银) 工作电极 银工作电极，用于电流检测，直径 3 mm。



1 PCS

6.1257.740

Pd (钯) 参比电极, 6.1257.xxx

钯参比电极, 用于电流检测



1 PCS

6.1257.810

Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于喷壁式流通池。

Spacer (间隔垫片) 50 μm , 用于电流喷壁式流通池, 3 个。



1 PCS

6.1257.830

Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于喷壁式流通池

Spacer (间隔垫片) 25 μm , 用于电流式喷壁式流通池, 3 个。



1 PCS

6.1831.010

PEEK 毛细管, 内径0.25 毫米 / 3 米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2621.140

六角扳手 (Hexagon key) , 2.5毫米



1 PCS

6.2744.014

压力螺丝2x

带UNF 10/32连接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析 (PEEK毛细管连接管)



1 PCS

6.2802.000

固态电极的抛光套件

抛光套件，含1张抛光布以及大约2克氧化铝粉 (粒径0.3微米)

