



有两个 807 Dosing Unit (2 + 50 mL) 的装备，适用于 CVS 测量

6.5339.520

2 种辅助溶液的配件包，用于扩展 CVS 系统。包含 807 Dosing Unit 2 mL 和 50 mL 各一个、透明玻璃瓶分别为 100 mL 和 2 L，用于 2 个瓶子的瓶架和连接材料。无 Dosinos。

Scope of delivery 6.5339.520

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1608.050	卡氏炉干燥瓶 / 100毫升 / GL 45



1 PCS

6.1608.070

淋洗液瓶 / 2升 / GL 45



1 PCS

6.1618.060

螺纹转接头 / GL 45 转 GL 45

螺纹转接头 (GL 45 转 GL 45) ; 主要用于带有升高法兰的试剂瓶



1 PCS

6.1805.120

FEP管 / M6 / 100厘米

带光照保护和扭折保护



2 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



2 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1829.080

吸液管 / M6 / 0.3 m



1 PCS

6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 2 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



1 PCS

6.3032.250

807 Dosing Unit 50 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 50 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description
2.800.0020	800 Dosino 以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。 配有固定安装的电缆（长度为0.65 m）。

