




准备有 VA/CVS 测量时用于自动样品转移的 807 Dosing Unit

6.5339.600

配件包，用于使用 Dosino 扩展自动样品转移用的 VA 或 CVS 系统。包含一个 807 Dosing Unit 5 mL、一个 Dosino 支架和连接材料。无 Dosino。

Scope of delivery 6.5339.600

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1602.115	瓶盖 / S 40 / 绿色

可用来从试剂瓶直接加液，带螺纹 S 40（Merck...）。




1 PCS

6.1618.020

S 40螺纹口连接到GL45接口的螺纹转接器

将带S40螺纹的试剂瓶（Merck等厂家生产）连接到GL45接口的转接器



1 PCS

6.1803.020

PTFE 毛细管，内径 0.97 毫米 / 5 米

可用于所有IC分析仪。



1 PCS

6.1805.530

FEP管 / M6 / 2米

带光照保护和扭折保护



1 PCS

6.1808.280

807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，M6 内部

用于使用 807 Dosing Unit 端口 4 的适配器，用于与一根 FEP 软管 / M6 相连。



1 PCS

6.1819.010

聚四氟乙烯管

作为 VA Stand 的洗气瓶的气体入口



1 PCS

6.1831.020

PEEK 毛细管，内径 0.75 毫米，22 厘米

用于所有IC 元件。



1 PCS

6.2057.040

固定器，用于838自动样品处理系统的 Dosino多思
数字计量瓶顶加液器

固定器，用于838万思得稀释型离子色谱样品处理系统与838自动样品处
理系统的 Dosino多思 数字计量瓶顶加液器



1 PCS

6.2744.010

压力螺丝5x

带UNF 10/32接口。用于IC仪器，在线英蓝渗析（连接PEEK毛细管）



2 PCS

6.2744.080

螺纹 M6 / UNF 10/32 适配器

带 M6 外螺纹。用于离子色谱仪器。



1 PCS

6.3032.150

807 Dosing Unit 5 mL

807 Dosing Unit, 带内置的数据芯片, 5 mL 玻璃计量筒和遮光罩, 可安装在有 ISO/ DIN 玻璃螺纹 GL 45 的试剂瓶上。FEP 管路连接、防扩散滴管头。



Optional accessories

Order no.	Description
2.800.0020	800 Dosino 以用于智能配液单元的读写硬件来驱动。 配有固定安装的电缆（长度为0.65 m）。

