




用于 Sample Processor 810/ 814 的KFT水分测定仪

6.5610.010

用于 Sample Processor 810 及 814 的卡尔·费休水分测定仪。

Scope of delivery 6.5610.010

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.0340.000	用于自动进样器的双铂针电极（固定电缆）

指示电极（直径 = 5.3 mm，固定电缆 2 m），用于自动卡尔·费休滴定法。



24 PCS 6.1432.210 透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 1 个

透明玻璃材质的样品杯 75 mL, 适用于样品架 6.2041.340、
6.2041.350、6.2041.800 和 6.2041.900, 1 个



1 PCS 6.1458.030 KF 滴定头 / 4 x M10 接口

带有 4 个螺旋接头 M10, 包括塞子。



1 PCS 6.1805.060 FEP管 / M6 / 60厘米

带光照保护和扭折保护



1 PCS 6.1808.000 连接套筒, M6



1 PCS

6.1820.020

适配器 M10/M6

连接件，带螺纹 M10 用于软管 6.1812.XXX，带螺纹 M6 用于软管 6.1805.XXX。



1 PCS

6.1821.000

吸液管

用于KF取样器



24 PCS

6.1903.010

搅拌子 / 12 毫米

带磁芯的搅拌子，带PTFE外涂层，长度： 12 毫米



24 PCS

6.2037.040

铝箔固定器

铝箔固定器，用于卡尔费休样品转换器的75毫升样品杯



1 PCS

6.2041.340

样品架, 24 x 75 mL, (聚氯乙烯)

与 810 Sample Processor、814 USB Sample Processor、855 Robotic Titrosampler "Light" 适配的样品架, 用于 24 个样品杯。可使用以下样品杯: 6.1432.210、6.1459.400。

塑料: 聚氯乙烯 (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Al箔

1000张, 圆形, 直径80毫米。厚度: 0.010毫米。与6.2037.030铝箔支撑一起使用, 用于6.1432.210样品杯。用于674 KF样品转换器



Optional accessories

Order no.	Description	
6.2811.000	分子筛 分子筛。瓶装250克。孔径： 0.3 纳米。用于 Rancimats 及卡尔费休测试仪。	
6.2811.010	分子筛（美国） 分子筛。瓶装，每个 250 g。孔径大小： 0.3 nm。无水份指示器。用于 Rancimats 和卡尔·费休仪器。 本产品供居住在美国的所有用户使用。根据 OSHA 危险通信标准（29 CFR 1910.1200），其材料被划分为危险。	