



用于测定 Rancimat 和 PVC Thermomat 温度校正的设备。

6.5616.100

用于精确温度调整的套件

Scope of delivery 6.5616.100

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1111.010	用于稳定性测量仪的 Pt100 温度探针 (17.5 cm)
Pt100 温度探针（长度 17.5 cm），带固定淡蓝和 Mini-DIN 插头。该无玻璃温度传感器适合在 711 Liquino 和稳定性测量仪（743 Rancimat、763 PVC Thermomat、892 Professional Rancimat 或 895 Professional PVC Thermomat）上使用。		



2 PCS

6.2042.040

温度传感器的固定夹

GLP测试套件的固定夹，用于稳定性测试仪



1 PCS

6.2326.000

用于稳定性测量仪的硅油（50 mL）

硅油用来测定稳定性测量仪中的温度系数 Delta T



1 PCS

6.2418.000

空气管，用于油测定

每套12件。

