



移液装备 0.5...2 mL，用于 789/815

6.5619.000

在 Robotic Sample Processor 上用于转移 0.5 至 2.0 mL 溶液的整套装备。

Scope of delivery 6.5619.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1446.180	塞子，PTFE，SGJ 29，用于移液套件
		塞子，用于在外部滴定杯中进行滴定及容量法卡尔费休滴定时用



1 PCS

6.1448.000

带垫片的塞子 (Septum stopper) B-14/15

Inkl. Septum 6.1448.010 und O-Ring E.301.0004.



2 PCS

6.1448.020

垫片, 16毫米, 5片

每套5件。



1 PCS

6.1462.090

机器人臂, 带Luer锁连接器, 用于786型摇摇头, 向右摆动

用于液体操作的移液型机器人臂



1 PCS

6.1464.320

卡氏滴定杯 / 80至250毫升 / 库仑法

Für 756 und 831 KF-Coulometer



1 PCS

6.1562.110

移液软管 / 2 毫升

移液软管，用于液体转移



1 PCS

6.1608.090

试剂瓶 / 250毫升 / GL 45




1 PCS

6.2001.100

基板 (Base plate)，液体转移套件

基板 (Base plate)，用于液体转移套件，用在机器人样品处理器 (XL) 上



1 PCS

6.2013.010

定位环

用于直径为 10 mm 的支架杆。



1 PCS

6.2701.040 螺纹密封件 GL 18, 带孔

材质为 PBT。带用于隔垫 6.1448.020 的孔。用于无隔膜滴定杯 6.5405.000 和滴定管 6.1464.32X 及 6.1465.320。



1 PCS

6.2751.120 至 789/815 转移套件的安全盖板

用于样品处理器（带 786 Swing Head 和转移套件）的安全盖板。



1 PCS

6.2816.100 穿刺针, 带出口

带luer锁, 用于传输设备6.5619.000.



1 PCS

6.2055.110 用于 2 个瓶子 / Dosino 的瓶支架或 Dosino 支架

用于 2 个 250 mL 瓶子或者 2 个 Dosino 的支架

