




用于 864 Robotic Balance Sample Processor 上第二台泵的装备

6.5622.000

附件组，用于将另一台带外部冲洗台的 843 Pump Station 连接到 864 Robotic Balance Sample Processor 上

Scope of delivery 6.5622.000

Qt.	Order no.	Description
1 PCS	6.1826.160	氟橡胶泵管
		用于蠕动泵。



1 PCS

6.2141.300 远程电缆 843-样品处理系统

用于连接 843 泵单元和样品处理系统的泵控制器的远程电缆



1 PCS

6.2841.010 外部冲洗台，用于滴定头 6.1458.040 的机械臂

外部冲洗台可从侧面安装到 Robotic Sample Processor（机器人样品处理器）塔上，可在样品盘进行其他操作过程中进行外部滴定装备清洗。

