



玻璃小管，1.5 mL，100 只

6.7303.100

用于与以下自动进样器搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。

Optional accessories

Order no.	Description
6.2041.200	样品架，48 x 11 mL, (Al) 与 889 IC Sample Center 适配的样品架，用于 48 个样品容器。可使用以下样品容器：6.2743.100、6.2743.107、6.2743.110、6.2743.117。 材料：铝 (Al)



6.7303.110 67303100 的隔垫，100 个

用于与以下自动进样器上的 67303100 玻璃小管搭配使用：Liquid Autosampler CIC (TEI)、MMS 5000 Autosampler (AJ) 和 889 Sample Center。



6.7303.310 112 个位置的样品架，用于液态样品

用于液态样品。

