



温度探头

6.9011.020

适用于 859 Titrotherm 进行温度滴定的高敏感性温度传感器。

Thermoprobe 温度电极具有较短的响应时间和较高的分辨率，能够精确检测最小的温度变化。该传感器可以用于不含 HF 的水溶液和非水溶液，例如，测定：

- 酸值 (TAN) 根据 ASTM D8045
- 基数 (TBN)
- 游离脂肪酸
- Ca/Mg 测定
- 磷酸盐

Scope of delivery 6.9011.020

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 PCS

6.1236.050 套管, SGJ 14/12 毫米

套管, SGJ 14/12 毫米, 聚乙烯



1 PCS

6.2008.040 存放容器

与支架 6.2008.050 一起构成 807 Dosing Unit 上电极的支架。

