




样品架，53 x 120 mL，（聚丙烯）

6.9920.141

与 815 Robotic USB Sample Processor XL、855 Robotic Titrosampler «Basic» 适配的样品架，用于 53 个样品杯。可使用以下样品杯：6.1459.300、6.1459.307。

塑料：聚丙烯 (PP)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1459.300	塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL，250 个
	塑料材质的样品杯（聚丙烯，PP）120 mL，适用于样品架 6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、 6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141，250 个



6.1459.307 塑料材质的样品杯 (PP) 120 mL, 1 个

塑料材质的样品杯 (聚丙烯, PP) 120 mL, 适用于样品架
6.2041.470、6.2041.840、6.2041.850、6.2068.010、
6.2068.020、6.2068.030 和 6.9920.141, 1 个



6.2037.080 铝箔固定器

铝箔固定器, 用于120毫升PP样品杯 (6.1459.300)

