



样品架，35 x 60 mL 和 3 x 250 mL，（聚氯乙烯）

6.9920.191

与 858 Professional Sample Processor、815 Robotic USB Sample Processor XL 适配的样品架，用于 35 个样品容器和 3 个冲洗瓶。可使用以下样品容器和冲洗瓶：6.1608.100, 60 mL und 250 mL Nalgene FEP 容器。

塑料：聚氯乙烯 (PVC)

Optional accessories

Order no.	Description
6.1608.100	PE 瓶 50 mL

用于扩展模块 Liquid Handling 的瓶子。

