



用于样品处理器的溢出滴定管（100 mL）

6.9958.007

溢出滴定管可快速且自动地测量 100 mL 样品，以及完成到外部滴定杯的样品转移过程。

Scope of delivery 6.9958.007

Qt.	Order no.	Description
2 PCS	6.1808.050	软管适配器 Olive / M8 外部
		1 个外螺纹 M8 和 1 个 Olive 式软管适配器。例如用于交换单元的恒温器外罩和恒温测量设备。



2 PCS

6.1801.000

PVC 管 / 4 毫米 / 7 毫米 / 1 米



1 PCS

6.1819.040

FEP管

用于带螺纹的M8开孔。用于6.3011.XXX...6.3026.XXX交换单元的
6.1563.010 恒温装置 (thermostat jacket) 。

