

连接 Robotic Titrosampler "Light" 的34 mm 滴定头延长件

6.9958.125

使用以下产品时连接 855 Robotic Titrosampler "light" 的滴定头延长件

Optional accessories

Order no.	Description	
2.855.0030	Robotic Titrosampler «Light» (1T/1P)	
	入门级 Robotic Titrosampler，用于中等样品量。节省空间的 Robotic Sample Processor XL 配有内置的 Titrando、工作站和集成的隔膜泵，可通过选择样品架和电极扩展为应用相关的自动化滴定设备。可选择连接一台外部蠕动泵或隔膜泵，用于抽吸滴定溶液（选装）。方法编程可通过便捷的 Touch Control、滴定软件 tiamo™ 或 OMNIS 进行。 若样品量增加，则可方便且经济地将 Robotic Titrosampler «Light» 升级为 «Basic» 款型，该型能够处理数倍的原始样品量。	
2.855.0040	Robotic Titrosampler «Light» (1T/2P)	